

Инструкция по установке программного обеспечения «ОСНОВА» для проведения экспертной проверки

Контакты специалиста: Сухарев Владимир Андреевич +79063143542 v.suharev@farmbazis.ru


1. Скачивание и распаковка архива Скачайте со страницы https://farmbazis.ru/demo-osnova/ архив с программным обеспечением «ОСНОВА» на свой компьютер с предварительно установленной операционной системой Astra Linux и распакуйте его.



2. Настройка прав доступа к скрипту установки С помощью терминала перейдите в распакованную папку и установите права на выполнение для скрипта install.sh: chmod +x install.sh



Запустите скрипт установки install.sh двойным щелчком мыши.



Процесс установки пройдет в автоматическом режиме. В ходе установки будет настроен сервер «ОСНОВА», и на рабочем столе появится ярлык для быстрого доступа к программе через браузер.

4. Работа с программой

После завершения установки, на рабочем столе появится ярлык с ссылкой на запущенный сервер «ОСНОВА».

Нажмите на этот ярлык, и откроется ваш браузер с ссылкой на локальный сервер программы.



В браузере откроется страница авторизации. Введите свои учетные данные для входа в систему «ОСНОВА» (см. руководство по эксплуатации образца ПО для экспертной проверки)

Теперь программа готова к использованию.